

instrukcja

Stud 100 instrukcja

Wskazania Stud 100:

Stud 100 odczulający spray dla mężczyzn obniża dotykową wrażliwość penisa podczas stosunku dzięki czemu opóźnia wytrysk (w przypadku przedwczesnego lub zbyt szybkiego wytrysku).

Stud 100 jest bezbarwny i bezzapachowy. Spray znajduje się w 3-calowym pojemniku z dozownikiem, dla kontroli ilości i łatwości użycia.

Sposób użycia Stud 100:

3 - 8 dawek sprayu rozpylić na penisa 5 do 15 minut przed stosunkiem.

Ilość i czas użycia zależy od indywidualnych wymagań.

Stosować jak najmniejszą efektywną dawkę. Nie należy przekraczać 24 dawek sprayu w ciągu doby.

Przeciwwskazania Stud 100:

Nie stosować Stud100 jeśli ty lub partnerka cierpicie na alergię.

Nie stosować Stud100 na skaleczoną lub opuchniętą skórę.

Nie stosować Stud100 jeśli twoja partnerka jest w ciąży.

W przypadku niewydolności nerek lub wątroby skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

Środki ostrożności Stud 100:

Chronić oczy i nos. Zaprzestać stosowania jeśli ty lub partnerka odczuwacie rozdrażnienie po użyciu Stud100.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Temperatura przechowywania poniżej 25 stopni Celsjusza.

Trzymać daleko od ognia, pojemnik pod ciśnieniem.

Czynny aktywny składnik Stud 100:

Lidocaine Base 9,6% / 7,7 mg w jednej dawce sprayu Stud100.

Znaki rozpoznawcze Stud 100:

Metalowy pojemnik po ciśnieniu, wygrawerowana data ważności i seria, metalowa nakładka w kolorze złotym.

Pudełko tekturowe z naklejonym trójwymiarowym hologramem, wygrawerowaną datą ważności i serią, kodem paskowym, nazwą producenta.

dystrybutor: www.stud-corrige.nets.pl